

院感监测系列产品

应用项目：

- 1 消毒液监测
- 2 物体表面消毒效果监测
- 3 空气消毒效果监测
- 4 医务人员消毒效果监测
- 5 内镜消毒灭菌效果监测
- 6 透析用水、透析液消毒效果监测
- 7 医院污水污泥监测



表面涂抹采样管 (含中和剂/不含中和剂)



即用型无菌管装培养基




即用型无菌袋装培养基



无菌水样采集袋



平板培养基



一次性使用无菌接种环

院感监测系列产品

逗邦®院感常用产品货号

货号	产品名称	描述	规格
CY001	表面涂抹采样管	表面涂抹采样管(0.85%氯化钠溶液), 10mL保存管,内含3mL保存液, 同时内置1支人造丝拭子,适用于消毒前采样	50支/盒
CY005	表面涂抹采样管	表面涂抹采样管(含中和剂),10mL保存管, 内含10mL保存液,同时内置1支人造丝拭子, 适用于消毒后采样	50支/盒
GGB01	无菌规格板	无菌规格板,尺寸:5*5cm,用于25cm ² 物表采样	1个/包,100包/袋
PB1006	营养琼脂平板	营养琼脂平板,用于菌落计数、普通细菌培养	10皿/包×2
DZ1006.200	营养琼脂(袋装即用型)	营养琼脂(NA),用于普通细菌培养	200mL/袋×10
GZ1027.9	缓冲蛋白胨水(BPW) (管装即用型)	管装缓冲蛋白胨水(BPW),用于细菌的增菌培养	9mL/支×20
BCWCB001	无菌水样采集袋	采集医院污水污泥容器	10个/包
BCJZH-001	一次性无菌接种环	1uL单支无菌包装,EO灭菌,用于在平皿表面 均匀涂布培养液	100支/包
BCJZH-010	一次性无菌接种环	10uL单支无菌包装,EO灭菌,用于在平皿表面 均匀涂布培养液	100支/包
SW16	一次性使用无菌采样拭子	无菌采样拭子,用于物体表面的涂抹采样	1支/包,50支/包

