

一次性使用 病毒采样管 (20合1)

20 合 1 混采灭活型病毒采样管，适用于新冠病毒检测的大规模筛查。



更高效更节省

将采集自20人的20支拭子集合于1个病毒采样管中进行核酸检测，可节省采样管的损耗，同时减少实验室核酸检测量，提高检测效率。

更便利

采样后无需2~8℃保存运送，常温下保存48小时不影响核酸定量结果。

更安全

病毒灭活型保存液，内含病毒灭活成分，高效灭活病毒，保障运输及检测人员的安全。

更高的采集率与释放率

搭配本公司植绒拭子，实现高效采样。

更稳定

保存液中含有RNase抑制性成分，以保证核酸的完整。杜绝假阴性结果的出现。

订购信息：

货号	产品名称	描述	包装
YMJ15B30	一次性使用病毒采样管	30mL保存管，12mL粉色灭活款保存液	25套/盒

