



逗邦® 猴痘病毒平衡液


可直接应用于猴痘病毒分子检测和抗原检测

可以选择以 Eagle' s MEM 或 Hank' s 平衡液为基础，添加 0.5% 牛血清白蛋白
符合国际航空运输协会 (IATA) 标准，最大程度确保运送过程中保存管的密封性

订购信息：

货号	描述	包装
VTM01	运送培养基, HANK氏平衡盐 (含0.5%的牛血清白蛋白), 含酚红款	50 支 / 盒
VTM02	运送培养基, Eagle' s MEM培养液 (含0.5%的牛血清白蛋白), 含酚红款	50 支 / 盒
VTM01N	运送培养基, HANK氏平衡盐 (含0.5%的牛血清白蛋白), 不含酚红款	50 支 / 盒
VTM02N	运送培养基, Eagle' s MEM培养液 (含0.5%的牛血清白蛋白), 不含酚红款	50 支 / 盒

想要了解更多产品详情，请关注我们或直接访问 www.commashop.cn



逗点商城
逗点生物官方直营



逗点生物
官方微信公众号