



滤芯吸头

- 采用医疗级透明聚丙烯材料制成, 耐受多种溶剂;
- 带有PE滤芯, 可防止移液器与样本, 以及样本之间的交叉污染;
- 透气性好, 无气阻影响;
- 可高温灭菌(121°C, 15psi灭菌);
- 无DNA, DNase或RNase, 无热原, 无PCR抑制剂, 无动物源成分;
- 通用性广泛, 适配GILSON、EPPENDORF、THERMO FISHER、普兰德等多品牌移液器。

订购信息

货号	规格描述	包装
TIP10-S	10μl 盒装滤芯吸头	96支/盒,50盒/箱
TIP10-LS	10μl 盒装透明滤芯加长吸头	96支/盒,50盒/箱
TIP20-S	20μl 带刻度盒装透明滤芯吸头	96支/盒,50盒/箱
TIP100-S	100μl 带刻度盒装透明滤芯吸头	96支/盒,50盒/箱
TIP200-S	200μl 带刻度盒装透明滤芯吸头	96支/盒,50盒/箱
TIP200-LS	200μl 加长盒装透明滤芯吸头	96支/盒,50盒/箱
TIP1000-S	1000μl 盒装透明滤芯吸头	100支/盒,50盒/箱
TIP1000-LS	1250μl 盒装透明滤芯吸头	96支/盒,50盒/箱
TIP10-AS	10μl 盒装滤芯低吸附吸头	96支/盒,50盒/箱
TIP20-AS	20μl 盒装滤芯低吸附吸头	96支/盒,50盒/箱
TIP100-AS	100μl 盒装透明滤芯低吸附吸头	96支/盒,50盒/箱
TIP200-AS	200μl 带刻度盒装透明滤芯低吸附吸头	96支/盒,50盒/箱
TIP10-LAS	10μl 盒装透明滤芯低吸附加长吸头	96支/盒,50盒/箱
TIP1000-AS	1000μl 盒装透明滤芯低吸附吸头	100支/盒,50盒/箱
TIP1000-LAS	1250μl 盒装透明滤芯低吸附吸头	96支/盒,50盒/箱

