

逗邦® 唾液采集器

病毒检测 基因检测利器
粤深械备20200019号


逗邦® 唾液采集器主要是由采集漏斗、采集管、保存液构成。将收集的唾液与保存液均匀混合，保证唾液样本内DNA/RNA的完整性。

产品特点

- 操作简便，受检者可自动采集唾液，减轻医护感染风险
- 无创采集，受检者易接受
- 应用场景灵活，可用于家庭、社区、医院多场所采样

应用

适用于采集和室温保存口腔分泌的唾液样本，广泛应用于病毒检测、基因检测、细胞学样本处理、病毒学细胞培养、酶联免疫法检测(ELISA)、基于分子诊断的检测，唾液提取微生物等。



订购信息

货号	描述	包装
SC15	唾液采集器，包括采集漏斗，5 mL采集管，2 mL保存液，纸塑袋装	25套/盒
SC16	唾液采集器，包括采集漏斗，5 mL采集管，2 mL保存液，塑封盒装	25套/盒
SC25	唾液采集器，包括采集漏斗，10 mL采集管，2 mL保存液，纸塑袋装	25套/盒
SC26	唾液采集器，包括采集漏斗，10 mL采集管，2 mL保存液，塑封盒装	25套/盒