



逗点生物  
biocomma



粤深械备 20200789 号

# 样本释放剂

## 一步法核酸纯化

本释放剂主要用于待检样本的预处理。在常温条件下，利用蛋白变性剂和生化试剂快速破坏蛋白结构，通过将样本裂解使其释放核酸，保护样本中核酸的稳定和完整且不影响后续核酸分析，对PCR反应无抑制。

### 产品特点

- **安全系数高**：灭活病毒，保障生物安全；
- **操作简单**：样本释放剂与样本混匀后静置10min，即可作为模板直接加入到反应试剂中扩增，无需复杂的核酸提取过程；
- **裂解能力强**：本释放剂含有蛋白变性剂和生化试剂，能快速破坏蛋白结构，释放出核酸，且对PCR反应体系无抑制作用；
- **兼容性强**：市面上的主流检测试剂盒均可以使用本释放剂进行病毒检测。

### 订购信息

货号	描述	包装
SFJ001	2mL采样管内含1mL样本释放剂	1mL/支，100支/盒
SFJ002	5mL细长管内含1mL样本释放剂，配口腔植绒采样拭子	1mL/支，50套/盒
SFJ003	5mL细长管内含1mL样本释放剂，配鼻咽植绒采样拭子	1mL/支，50套/盒

深圳逗点生物技术有限公司  
Biocomma Limited

地址：深圳市龙岗区吉华街道甘李六路12号中海信创新产业城12栋101-106

Tel: 400-878-7248

Web: www.biocomma.cn

Email: info@biocomma.cn

逗点生物商城

