

一次性使用宫颈采样套装

样本采集**专家**
认准逗邦

New



产品特点:

- ◆ 植绒拭子头，样本采集率和释放量高达95%
- ◆ 独特的折断点设计，让拭子轻松折断并进入管中，更加便于操作
- ◆ GMP标准生产，环氧乙烷灭菌，封闭式独立包装
- ◆ 采样过程安全可靠，降低患者感染风险

典型应用:

主要用于妇科宫颈处、尿道处的样本采集，采集的样本可用于TCT检测，巴氏实验、人乳头瘤病毒（HPV）核酸及其他病毒核酸的检测等。

订购信息:

货号	描述	包装
SW31	逗邦® 无菌宫颈采样植绒拭子	100支/盒
CPS01	逗邦® 一次性使用无菌采样拭子套装	50套/盒

