



一次性使用病毒采样管（环境采样专用）

样本采集和释放量高达95%

产品优势：

- ◆ 用于公共卫生场所、医院、化妆品行业、食品行业设备表面、操作台表面、操作员双手及公共卫生领域含有防腐剂和消毒剂的表面的采样。
- ◆ CY001主要成分为氯化钠、蒸馏水，用于采集未经消毒的物体表面。
- ◆ CY002主要成分氯化钠，硫代硫酸钠、吐温80、卵磷脂、甘氨酸复合型中和剂，用于采集消毒后（2小时内）的物体表面。



订购信息：

货号	名称	描述	包装
CY001	一次性使用病毒采样管（环境采样专用）	10mL保存管，3mL保存液，内含1支采样拭子	50支/盒
CY002	一次性使用病毒采样管（环境采样专用），含中和剂	10mL保存管，3mL保存液（含中和剂），内含1支采样拭子	50支/盒

