



逗点生物
biocomma

逗邦

粤深械备 20200418 号

预分装磁珠法 逗邦® 病毒 DNA/RNA 提取试剂盒



本试剂盒可用于从咽拭子、鼻拭子样品中提取病毒 DNA/RNA。

相关试剂按照最优方案预分装在 96 孔板中，配合全自动核酸提取仪，实现自动化、高通量核酸提取。提取得到的病毒核酸非常适合实时荧光定量 PCR、测序等多种下游分子生物学应用。

一致性高：

预分装试剂最大限度减少误差源（如试剂混合不均匀或移液不准确），提高结果的一致性和质量；

易于使用：

试剂预分装在 96 孔板中，最大限度缩短手动操作时间；

时间省：

匹配逗邦® 全自动核酸提取仪，可在 9 分钟内完成 32 个样本提取；

易储存：

在室温下保存，无需冷藏。




检测操作流程示例：



实验结果：


利用病毒 DNA/RNA 提取试剂盒（货号 BNP027-2B 和 BNP034-2B）从假病毒、血清中提取 RNA 并进行荧光定量 PCR 实验，结果无差异。



订购信息：

货号	描述	包装
BNP034-2B	逗邦® 病毒 DNA/RNA 提取试剂盒（预分装磁珠法，MB32）	32 测试 / 盒
BNP034-3B	逗邦® 病毒 DNA/RNA 提取试剂盒（预分装磁珠法，MB96）	96 测试 / 盒
BNP034-5B	逗邦® 病毒 DNA/RNA 提取试剂盒（预分装磁珠法，MB48）	48 测试 / 盒

想要了解更多产品详情，请关注我们或直接访问 www.commashop.cn



逗点商城
逗点生物官方直营



逗点生物
官方微信公众账号