

# 全自动 核酸 提取仪

高效提取 · 操作方便 · 开放式平台兼容性强

## M96 Plus



### 一体化工作站

自动加样+核酸提取+PCR体系构建;  
内置紫外灭菌灯, 确保实验安全。

### 支持多种原始样本管

病毒采样管、采血管、离心管、冻存管等。

### 封闭提取

定向排风系统, 独立的托盘防护;  
兼容各类磁珠法试剂盒。

### 操作简单

操作系统简单直观;  
可一次性展示运行的参数。



M48



M96



M32

# 产品参数

产品型号	M32	M48	M96	M96 Plus
样品通量	1-32	1-48	96	1~96
处理体积	20~1000μL	20~1000μL	20~1000μL	20~1000μL
使用耗材	96深孔板 + 8联磁棒套	96深孔板 + 8联磁棒套	96深孔板 + 96针磁棒套	96深孔板+96针磁棒套 +一次性加样吸头+PCR反应管
磁珠收集效率	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%
提纯孔间差(CV)	<5%			
操作湿度范围	10%~90%	30%~80%	30%~80%	10%~90%
操作温度范围	10℃~40℃	10℃~40℃	10℃~40℃	0℃~120℃
温度控制范围	室温 ~ 80℃	4℃~120℃	4℃~125℃	4℃~125℃
振荡混合	1-3档可调	1-3档可调	1-6档可调	无级调节
消毒去污染方式	UV灯			
试剂类型	磁珠法核酸纯化试剂			
操作界面	触摸屏嵌入式一体化操作			
程序管理	新建、编辑、删除模式程序；自由灵活编辑提取程序			
接口方式	支持USB	支持USB	支持USB	支持USB, RS232端口, LIS系统
电源	A.C 110-220V 3.15A, 50/60Hz	A.C 110-240V 3.4A, 50/60HZ	A.C 110-240V 4.0A, 50/60HZ	A.C 100V-120V 200V-240V, 50/60Hz
重量	25kg	40kg	59kg	150kg
尺寸: 长 ( L )	400mm	500mm	760mm	1120mm
宽 ( W )	420mm	460mm	480mm	680mm
高 ( H )	440mm	540mm	570mm	900mm

更多参数信息请来电咨询...

货号	描述	包装
NAES-32M	biocomma® M32全自动核酸提取仪	1台 / 箱
NAES-48M	biocomma® M48全自动核酸提取仪	1台 / 箱
NAES-96M	biocomma® M96全自动核酸提取仪	1台 / 箱
NAES-96plusM	biocomma® M96 Plus全自动核酸提取仪	1台 / 箱

更多配套耗材请来电咨询...

