

# 自动干血斑 打孔仪

自动化/高效便捷/多兼容



NEW

## 仪器参数

项目	参数
产品名称	自动干血斑打孔仪
产品型号	DY-01
样本通量	1~96
打孔面积	3.2mm/6mm
使用耗材	96深孔板/EP管
打孔触发模式	踏板触发
定位误差	< 0.1mm
操作湿度范围	20%~80%
操作温度范围	10°C~40°C
功能键按钮	复位/暂停/重复孔/照明
程序管理	内置程序
外接口	预留电脑通讯端口
外形尺寸 (L.W.h)	350mm x 350mm x 490mm
电源	AC 110-240V、50/60Hz
重量	25kg

## 医学领域

新生儿遗传疾病筛查、HIV-1抗体检测、DNA基因分型检测、病毒载量检测、临床LC-MS/MS检测

## 优势特点

自动化

- ◆ 自动调节96孔板的位置
- ◆ 自动对准干血斑和对应的收集孔位
- ◆ 可提供3mm、6mm的冲头模块，易更换
- ◆ 具备防污染系统，保证血斑掉落对应的收集孔位中

高效便捷

- ◆ 多种打孔方式可用
- ◆ 操作符合人体工学设计
- ◆ 最快2秒可完成一个干血斑样本的打孔收集

多兼容

- ◆ 适用于包括浅孔板、深孔板在内的各种96孔微孔板
- ◆ 打孔程序可调，可根据用户需要设置打孔程序

## 订购信息

货号	描述	规格
DBS 10	自动干血斑打孔仪	1台/箱

深圳逗点生物技术有限公司  
深圳逗点医疗科技有限公司

总部：深圳市龙岗区吉华街道甘李六路12号中海信创新产业城12栋1楼  
电话：0755-25498787 传真：0755-25498726  
网址：www.biocomma.cn Email: info@biocomma.com



国内研发

国际品质

深圳品牌


服务全球

# 血液收集解决方案

尽早发现  
让一切因此不同



步骤1  
样本采集



步骤2  
干血斑自  
自动化打孔

## 产品优势

快捷  
自动化

血样提取量少，  
保证样本的生物  
稳定性；自动调  
节96孔板的位置

防止交  
叉污染

打孔仪具备防污  
染系统，保证血  
斑掉落对应的收  
集孔位中

避免  
混淆

单个样本收集设  
计，收集卡/保  
持卡上可直接记  
录样本信息

高效  
便捷

多种打孔方式可  
用，操作符合人  
体工学设计

多兼容

适用于包括 浅  
孔板、深孔板  
在内的 各种  
96孔微孔板

可复检  
复核

收集卡/保持卡上具  
备运输和保存样本  
功能，一次取样可  
进行多次重复检验

可定制  
收集卡

可为实验室用  
户特殊制定收  
集卡，并可提  
供配套耗材

## 订购信息

货号	描述	规格
XSB003	逗邦® 新生儿血液收集卡	100个/盒
SJ01	逗邦® DNA样本保持卡	100个/盒
DBS 10	自动干血斑打孔仪	1台/箱



0755-25498787

深圳逗点生物技术有限公司/深圳逗点医疗科技有限公司

总部：深圳市龙岗区吉华街道甘李六路12号中海信创新产业城12栋1楼