


DC10H

# 自动拧盖机

可适配市面上大部分的病毒采样管，感应触发完成开关盖操作；  
红外感应启动和停止，10分钟完成96个样本的开盖关盖、样本的手动分装。



## 多功能

可兼容多种规格的病毒采样管

## 智能化

红外传感器实时判断采样管位置  
自动记录操作数量，可调节开盖速度

## 高效

可单手操作开关盖  
开关盖一次仅需3秒

## 便携

体积仅18\*22\*50cm  
可以在生物安全柜中放置2台



货号	描述	包装
BM-DC10H	DC10H自动拧盖机	1台/箱