

粤深械备 20200789 号

样本释放剂

一步法核酸纯化

本释放剂是一款用于待测样本的预处理的产品。在常温条件下，利用蛋白变性剂和生化试剂快速破坏蛋白结构，通过将样本裂解使其释放核酸，并保护样本中核酸的稳定和完整且样本释放剂不影响后续核酸分析，对PCR反应无抑制。



产品特点

- **安全系数高**：灭活病毒，保障生物安全；
- **操作简单**：样本释放剂与样本混匀后静置10min，即可作为模板直接加入到反应试剂中扩增，无需复杂的核酸提取过程；
- **裂解能力强**：本释放剂含有蛋白变性剂和生化试剂，能快速破坏蛋白结构，释放出核酸，且对PCR反应体系无抑制作用；
- **兼容性强**：市面上的主流检测试剂盒均可以使用本释放剂进行病毒检测。

升级前



升级后



订购信息:

货号	产品名称	包装
SFJ001	2ml 采样管内含 1ml 样本释放剂	1mL/ 支, 100 支 / 盒
SFJ002	5ml 细长管内含 1ml 样本释放剂, 配口腔植绒采样拭子	1mL/ 支, 50 套 / 盒
SFJ003	5ml 细长管内含 1ml 样本释放剂, 配鼻咽植绒采样拭子	1mL/ 支, 50 套 / 盒
SFJ005	7mL 保存管内含 1mL 样本释放剂	1mL/ 支, 50 套 / 盒



逗点商城
逗点生物官方直营



逗点生物
官方微信公众号

想要了解更多产品详情, 请关注我们或直接访问 www.commashop.cn