

# 一次性使用 无菌采样拭子

## 微生物转运拭子

用于微生物标本采集，转运

### 产品特点

- 独立包装，辐照灭菌，无残留；
- GMP标准车间生产，无菌提供；
- 套管采用聚丙烯材质，高温高压不变形，低温不变脆；
- 无细胞毒性，且无DNA酶，RNA酶。

套管 + 口腔植绒拭子



套管 + 鼻咽植绒拭子



### 订购信息:

货号	产品名称	包装
SW50	一次性使用无菌采样拭子（套管，口腔植绒，折断点:3cm，二类注册）	100支 / 包
SW51	一次性使用无菌采样拭子（套管，鼻咽植绒，无折断点，二类注册）	100支 / 包

想要了解更多产品详情，请关注我们或直接访问 [www.commashop.cn](http://www.commashop.cn)



逗点商城  
逗点生物官方直营



逗点生物  
官方微信公众号