



逗点生物
biocomma



一次性使用 粪便采集器

产品备案号：粤深械备 20221174




本产品含有粪便采集管，采集勺和保存液，非无菌提供，简单安全地收集、储存和处理体外粪便样品。样本可用于qPCR定量检测，高通量检测及代谢组检测。

产品特点

- 可在常温下采集、转运、保存粪便样品，保护样本中微生物DNA不被降解；
- 转运安全，采集管经过-90kpa密封性测试，无漏液风险。

采集方法：



订购信息：

货号	描述	包装
FC01	一次性使用粪便采集器，由采集管、采集勺子组成，非无菌提供，普通耗材	500 套 / 包
FC02	一次性使用粪便采集器，由采集管、采集勺子、保存液组成，非无菌提供，粤深械备：20221174	50 套 / 盒

更多型号，请联系我们。



10 发现 一次性使用 粪便采集器

万亿级微世界