

干血斑打孔仪

- 样本编码可溯源
- 支持延时自动或手动打孔
- 血斑卡激光定位指示
- 匹配任意款收集板
- 专业摄像头视觉检测
- 中&英文界面随需定制

技术参数

项目	参数
产品名称	干血斑打孔仪
产品型号	DY-03
样本通量	1~96孔板/1~24位2mL离心管
打孔面积	3mm/6mm (3mm为标配, 其余为选配)
板位数量	板位*1, 适配96孔板、PCR板、酶标板、2 mL离心管(选配配件)
内窥摄像头	500万像素
打孔精度	±0.01 mm
工作湿度范围	20%~80%RH
工作温度范围	10℃~40℃
程序管理	内置程序
接口数量	3个USB接口
外形尺寸	420mm (L) × 320mm (W) × 460mm (H)
电源	AC220V, 50Hz
重量	22.6kg



订购信息：

货号	描述	包装
DBS30	DY-03干血斑打孔仪	1台/箱
XSB003	新生儿血液收集卡	100张/盒

Tel.: 400-878-7248

Web.: www.biocomma.cn

深圳市龙岗区吉华街道甘李六路12号中海信创新产业城12栋101-106

想要了解更多产品详情, 请关注我们或直接访问www.commashop.cn



逗点商城
逗点生物官方直营



逗点生物
官方微信公众号