

# 基因检测样本采集 解决方案

基因检测通过血液、其他体液或细胞对DNA进行检测的技术,通过特定设备对被检测者细胞中的DNA分子信息作检测,预知身体患疾病的风险,分析它所含有的各种基因情况,从而通过改善自己的生活环境和生活习惯,避免疾病的发生。不同样本采集的需求和标准对不同,逗点生物提供口腔、宫颈脱落细胞、唾液、干血斑基因检测类采集套装。

高效检测

快速采集



## 一次性口腔取样套装

逗邦®一次性口腔取样套装,由口腔植绒采样拭子和细胞保存液组成。保存管可以选用2mL管或5mL管。



## 一次性使用宫颈采样套装

逗邦®一次性宫颈采样套装,由宫颈植绒采样拭子和细胞保存液组成。主要用于妇科宫颈处、尿道处的样本采集,采集的样本可用于HPV DNA检测及其他病毒核酸的检测等。



- ① 唾液采集器套装(简装版)
- ② 唾液采集器套盒(精装版)

逗邦®唾液采集器套装由唾液采集漏斗,唾液收集管,保存液管,唾液收集管盖等组成。可提供纸塑包装和吸塑盒,还能接受客户定制的需求。其原理是收集唾液样本,通过检测唾液中的 DNA 来完成的相关的基因检测服务。



## DNA样本保存卡套装

逗邦®DNA样本保持卡有白色卡和粉色卡。白色卡主要用于血液有色样本的采集,粉色卡采用独特显色工艺,唾液、体液等无色样本可使采集卡由粉色转无色,从而指示样本所在区域,并具有使蛋白质变性、细胞膜破裂、DNA吸附固定以及抑制细菌生长的功能,能长时间稳定保存样本。可应用在多种新生儿遗传疾病筛查血液采集,如苯酮酸尿症、半乳糖症、耳聋基因筛查、支链酮尿症等,也可用于体液,尿液,脊髓液等无色样本采集,以及犯罪现场DNA提取,野外采集植物、动物DNA样本等。

### 订购信息：

货号	描述	包装
SW16	一次性使用无菌采样拭子(口腔)	100支/包
SW31	一次性使用无菌采样拭子(宫颈)	100支/包
CPS01	一次性使用宫颈采样套装,5mL采样管,内含2mL宫颈细胞保存液,无菌宫颈采样植绒拭子1支	50套/盒
CJ05	一次性口腔取样套装,内含5ml采样管内含2ml细胞保存液,1支一次性使用无菌采样拭子(3cm折断点口腔拭子)	50套/包
SC15	唾液采集器,包括采集漏斗,5mL采集管,2mL保存液,纸塑袋装	25套/盒
XSB003	逗邦®新生儿血液收集卡	100片/盒
SJ01	逗邦®样本保持卡	100片/盒